

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Serpib1 ウサギポリクローナル抗体 - P30740

商品番号: CM0029909



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAにおける白血球エラスターゼ阻害因子の検出用 抗SERPINB1 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。自然免疫とプロテアーゼ阻害の研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINB1 ウサギ pAb
備考/別名	EI; LEI; PI2; MNEI; PI-2; HEL57; M/NEI; ELANH2; HEL-S-27; SERPINB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1992
GeneID	1992
免疫原	ヒトSERPINB1 (NP_109591.1) のアミノ酸100-379に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30740
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ