

Wb、If/Icc、Elisa用抗Serpina13ポリクローナル抗体 - Q9Uiv8

商品番号: CM0017244

前書き

SERPINA13（Hurpin/Headpin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。予測分子量は44 kDa。皮膚生物学およびケラチノサイト分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINA13 ウサギpAb
備考/別名	HURP; PI13; headpin; HSHUR7SEQ; SERPINA13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5275
遺伝子ID	5275
免疫原	ヒトSERPINA13 (NP_036529.1) のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIV8
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	氷袋