

Anti-Serpina2/Pai-2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P05120

商品番号: CM0020520



前書き

ヒトSERPINB2 (PAI-2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体（ウェスタンブロット（WB）およびELISA用）。本試薬は、ウロキナーゼ型プラスミノゲンアクチベーター阻害、セピン機能、および関連するIVDアプリケーションの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINB2 Rabbit pAb
備考/別名	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5055
遺伝子ID	5055
免疫原	組換えタンパク質[ヒトSERPINB2 (NP_002566.1) のアミノ酸1-415に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05120
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ