

抗Serpina6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35237

商品番号: CM0029239

前書き

WBおよびELISAで検証済みのSERPINB6ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。セリンプロテアーゼ阻害、難聴、細胞質タンパク質制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINB6 Rabbit pAb
備考/別名	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFNB91; MSTP057; SERPINB6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5269
GeneID	5269
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSERPINB6 (NP_004559.4) のアミノ酸180-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35237
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	保冷剤