


抗Serpina9 (Pi9/Cap-3) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Elisa用) - P50453

商品番号: CM0030048



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで妥当性確認されたIVDグレードのSERPINB9ウサギポリクローナル抗体です。細胞質グランザイムB阻害剤であるヒト、マウス、ラットのセルピンB9 (PI9/CAP-3) を認識します。アポトーシスや免疫制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINB9 ウサギpAb
別名	PI9; CAP3; PI-9; CAP-3; SERPINB9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5272
遺伝子ID	5272
免疫原	ヒトSERPINB9 (NP_004146.1) のアミノ酸170-308を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50453
タンパク質分子量	42kDa
発送	氷袋