

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Serpinc1ウサギモノクローナル抗体 - P01008

商品番号: CM0003863



前書き

ヒトSERPINC1（アンチトロンビン-III）特異的な高品質ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。凝固研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINC1 ウサギ mAb
備考/別名	AT3, AT3D, ATIII, THPH7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	462
遺伝子ID	462
免疫原	合成ペプチド：ヒトSERPINC1（P01008）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01008
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷剤入り