


抗Serpine2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07093

商品番号: CM0016119



前書き

SERPINE2（グリア由来ネクシン/プロテアーゼネクシン1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。Swiss Prot ID: P07093。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINE2 ウサギpAb
略号/別名	GDN; PI7; PNI; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
由来生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5270
遺伝子ID	5270
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS Prot ID	P07093
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤同梱