


Anti-Serpine2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07093

商品番号: CM0027906



前書き

ヒトSERPINE2（グリア由来ネキシン、PN-1）を認識するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；マウスと交差反応します。セリンプロテアーゼ阻害および神経発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINE2 Rabbit pAb
備考/別名	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5270
GeneID	5270
免疫原	ヒトSERPINE2 (NP_006207.1) のアミノ酸20-398に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P07093
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋