

Anti-Serpinf2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P08697

商品番号: CM0013045

前書き

SERPINF2 (α2-アンチプラスミン) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。線溶およびセピン研究に最適です。 - P08697

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINF2 Rabbit pAb
備考/別名	AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5345
免疫原	ヒトSERPINF2 (NP_001159392.1) のアミノ酸302-491に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08697
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ