


WbおよびElisa用Anti-Serping1ラビットモノクローナル抗体 - P05155

商品番号: CM0002798



前書き

ヒトSERPING1（血漿プロテアーゼC1インヒビター）に対するラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。補体経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPING1 Rabbit mAb
備考/別名	CIIN; C1NH; HAE1; HAE2; CIINH; SERPING1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	710
遺伝子ID	710
免疫原	ヒトSERPING1 (P05155) のアミノ酸150-250内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P05155
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスパック