


Wb、If/Icc、Elisa用抗Serpining1ウサギポリクローナル抗体 - P05155

商品番号: CM0019930



前書き

SERPING1ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/IC C、ELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSERPING1と交差反応します。補体経路、凝固、キニン生成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPING1 Rabbit pAb
備考/別名	CIIN; CINH; HAE1; HAE2; CIINH; SERPING1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	710
GeneID	710
免疫原	ヒトSERPING1 (NP_001027466.1) のアミノ酸201-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05155
タンパク質分子量	55kDa
配送方法	氷袋