


Wb、If/Icc、Elisa用抗Serpining1ウサギポリクローナル抗体 - P05155

商品番号: CM0016494



前書き

ヒトSERPING1（C1インヒビター）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。補体経路、凝固系、キニン系の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPING1ウサギpAb
備考／別名	CIIN, C1NH, HAE1, HAE2, C1INH, SERPING1
種	ヒト
GeneID	710
免疫原	ヒトSERPING1（NP_000053.2）のアミノ酸23～500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05155
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ