

抗Serpini1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q99574

商品番号: CM0013327



前書き

ヒトSERPINI1/ニューロセルピンを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。脳組織におけるシナプス可塑性、神経変性、プロテアーゼ阻害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SERPINI1 ウサギ pAb
略号・別名	PII2; HNS-S1; HNS-S2; ニューロセルピン; SERPINI1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5274
GeneID	5274
免疫原	ヒトSERPINI1 (NP_005016.1) のアミノ酸181-410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99574
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷袋