

ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Serpini2 ウサギポリクローナル抗体 - O75830

商品番号: CM0013626

前書き

SERPINI2

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロット、免疫蛍光染色（IF-P）、ELISAで検証済みです。ヒトSERPINI2を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を示し、プロテアーゼ阻害剤および臓器研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINI2 ウサギ pAb
備考/別名	MEPI; PI14; PANCPI; TSA2004; SERPINI2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5276
GeneID	5276
免疫原	ヒトSERPINI2 (NP_006208.1) のアミノ酸56-405に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75830
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ