


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Sesn2 ウサギポリクローナル抗体 - P58004

商品番号: CM0016378



前書き

ヒトSESN2 (Sestrin-2/HI95) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスとの交差反応性があります。mTORシグナル伝達および酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SESN2 ウサギ pAb
備考/別名	HI95; SES2; SEST2; SESN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83667
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P58004
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ