

抗Sesn3ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P58005

商品番号: CM0025170

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来ポリクローナル抗SESN3抗体です。ロイシンセンサーであり酸化ストレス防御因子であるヒトSESN3（57kDa）を検出します。代謝およびストレス研究に最適です。 - P58005

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	SESN3 ウサギ pAb
別名	SEST3; SESN3
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	143686
免疫原	ヒトSESN3（NP_653266.2）のアミノ酸1-310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P58005
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤同梱