

抗セストリン1（Pa26/Sest1）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用）- Q9Y6P5

商品番号: CM0002237

前書き

ヒトセストリン1（PA26/SEST1）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの性能が検証済みです。マウスと交差反応します。TORC1シグナル伝達、酸化ストレス、代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	セストリン1 ウサギmAb
別名	PA26; SEST1; sestrin 1
対象種	ヒト
遺伝子ID	27244
免疫原	合成ペプチド ヒトセストリン1（Q9Y6P5）のアミノ酸100～200番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6P5
タンパク質分子量	57kDa
発送	氷袋