


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Sestrin 2 ウサギモノクローナル抗体 - P58004

商品番号: CM0007304



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギモノクローナルSestrin

2抗体。ヒト、マウス、ラットのSESN2と交差反応します。このストレス誘導性代謝調節因子はmTORC1を調節するロイシンセンサーであり、酸化ストレスおよび栄養シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Sestrin 2 ウサギ mAb
備考/別名	HI95; SES2; SEST2; Sestrin 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83667
免疫原	ヒトSestrin 2のアミノ酸300-400を含む組換え融合タンパク質 (NP_113647.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P58004
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ