


Wb、Elisa用 Anti-Set1A ポリクローナル抗体 - O15047

商品番号: CM0022164



前書き

ヒトSET1A (O15047)

を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。クロマチンリモデリングおよびヒストンメチル化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

中核パラメータ	詳細
製品名	SET1A ウサギ pAb
備考/別名	Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9739
GeneID	9739
免疫原	ヒトSET1A (O15047) のアミノ酸258-458を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15047
タンパク質分子量	186kDa
輸送	保冷バッグ