

抗Setbp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y6X0

商品番号: CM0030226

前書き

高特異性の抗SETBP1ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに対応し、ヒトSETBP1（175kDa）と反応します。骨髄性白血病や知的障害の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETBP1 Rabbit pAb
別名	SEB; MRD29; SETBP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	26040
遺伝子ID	26040
免疫原	ヒトSETBP1（NP_001123582.1）のアミノ酸1〜242番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q9Y6X0
タンパク質分子量	175kDa
発送方法	氷袋梱包