

WbおよびElisa用抗Setd1Bラビットポリクローナル抗体 - Q9Ups6

商品番号: CM0019895



前書き

ヒトSETD1B (KMT2G)

を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。クロマチン生物学および造血の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD1B Rabbit pAb
備考/別名	KMT2G; Set1B; IDDSELD; SETD1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23067
GeneID	23067
免疫原	ヒトSETD1B (NP_001340274.1) のアミノ酸1673-1770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPS6
タンパク質分子量	213kDa
配送	氷袋