


Wb、Elisa用 Anti-Setd2 ポリクローナル抗体 - Q9Byw2

商品番号: CM0018249



前書き

ヒトSETD2（ヒストンメチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトとの交差反応性あり。エピジェネティクス、がん、DNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD2 ウサギ pAb
備考/別名	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29072
GeneID	29072
免疫原	ヒトSETD2 (NP_054878.5) のアミノ酸803-1103に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BYW2
タンパク質分子量	288kDa
配送	保冷バッグ