


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Setd2 ポリクローナル抗体 - Q9Byw2

商品番号: CM0029520



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証済みの高品質な抗SETD2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。H3K36me3、DNA修復、転写調節に関与するヒストンメチルトランスフェラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD2 ウサギ pAb
備考/別名	LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29072
GeneID	29072
免疫原	ヒトSETD2 (NP_054878.5)のアミノ酸2475-2564に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYW2
タンパク質分子量	288kDa
発送	保冷バッグ