

Wb、Ip、Elisa用抗Setd3ポリクローナル抗体 - Q86Tu7

商品番号: CM0018943



前書き

ヒトSETD3 (hSETD3/C14orf154) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAでバリデーション済み。アクチン-ヒスチジンN-メチルトランスフェラーゼに特異的で、分子量は約67 kDa。細胞骨格およびメチル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD3ウサギpAb
備考／別名	hSETD3; C14orf154; SETD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84193
GeneID	84193
免疫原	ヒトSETD3 (NP_115609.2) のアミノ酸72～329に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86TU7
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ