

If/Icc、Elisa用抗Setd5ウサギポリクローナル抗体 - Q9C0A6

商品番号: CM0014484

前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのSETD5ウサギポリクローナル抗体です。脳の発生とクロマチン制御に関わるヒストンメチルトランスフェラーゼであるヒトSETD5を検出します。神経発生およびエピゲノム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD5 Rabbit pAb
備考/別名	MRD23; SETD5A; SETD5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55209
免疫原	ヒトSETD5 (NP_001073986.1) のアミノ酸520〜740番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9C0A6
タンパク質分子量	158kDa
輸送方法	保冷剤