

Wb用抗Setd5ウサギポリクローナル抗体 - Q9C0A6

商品番号: CM0026916

前書き

ヒトSETD5を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。脳発生におけるクロマチン制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD5 Rabbit pAb
別名	MRD23; SETD5A; SETD5
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55209
免疫原	ヒトSETD5 (NP_001073986.1) のアミノ酸1054～1153番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9C0A6
タンパク質分子量	158kDa
発送方法	保冷剤同梱