


Anti-Setdb1 ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、If-P、Elisa用 - Q15047

商品番号: CM0028862



前書き

ヒストンメチル基転移酵素SETDB1に対するウサギポリクローナル抗体、KO検証済み。ヒト、マウス、ラットのWB、IF-

P、ELISAに適しています。がんおよび幹細胞における転写抑制、ヘテロクロマチン形成、およびエピジェネティック機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SETDB1 ウサギ pAb
備考/別名	ESET; KGIT; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9869
GeneID	9869
免疫原	ヒトSETDB1 (NP_001230420.1) のアミノ酸1-397に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15047
タンパク質分子量	143kDa
配送	氷袋