

Anti-Setdb2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96T68

商品番号: CM0029905



前書き

ヒトSETDB2（KMT1F）を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があり、ヒストンメチル化と遺伝子サイレンシングに関するエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETDB2 ウサギ pAb
備考／別名	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83852
免疫原	ヒトSETDB2（NP_114121.2）のアミノ酸148-378に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96T68
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷バッグ