

Ihc-P・Elisa用抗Setmarウサギポリクローナル抗体 - Q53H47

商品番号: CM0025396



前書き

IHC-

PおよびELISA用のヒトSETMAR/Metnaseに対するウサギポリクローナル抗体です。DNA修復に関与する78 kDaのヒストンメチルトランスフェラーゼ・トランスポザーゼ融合タンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETMAR Rabbit pAb
別名	Mar1; METNASE; SETMAR
対象種	ヒト
遺伝子ID	6419
免疫原	ヒトSETMAR (NP_006506.3) のアミノ酸20～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q53H47
タンパク質分子量	78kDa
発送方法	氷袋