

抗Set/Taf1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q01105

商品番号: CM0008353



前書き

ヒトSET/TAF1タンパク質を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。アポトシス、転写、クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SET/TAF1 ウサギmAb
別名	2PP2A; IGAAD; MRD58; TAF-I; I2PP2A; IPP2A2; PHAPII; TAF-IBETA; SET/TAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6418
GeneID	6418
免疫原	ヒトSET/TAF1 (Q01105) のアミノ酸200-290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01105
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤