


Wb・Elisa用抗Sf1ウサギポリクローナル抗体 - Q15637

商品番号: CM0029095



前書き

ヒトスプライシング因子1（SF1/BBP/ZFM1）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性を示します。mRNAスプライシングおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF1 Rabbit pAb
別名	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D11S636; ZCCHC25; SF1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7536
GeneID	7536
免疫原	ヒトSF1（NP_973727.1）のアミノ酸1-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15637
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	保冷剤