


抗SF3A3ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q12874

商品番号: CM0028032



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗SF3A3ポリクローナル抗体です。U2

snRNPの59kDaスプライシング因子サブユニットであるヒト、マウス、ラットのSF3A3と反応します。mRNAプロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3A3 ウサギpAb
別名	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10946
遺伝子ID	10946
免疫原	ヒトSF3A3 (NP_006793.1) のアミノ酸292-501に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12874
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	氷袋