


Wb、Elisa用抗Sf3A3ウサギモノクローナル抗体 - Q12874

商品番号: CM0003944



前書き

WBおよびELISA用の抗SF3A3ウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびマウスのSF3A3（59 kDa）を認識します。スプライソソーム研究およびpre-mRNAスプライシング研究に欠かせないツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3A3 ウサギmAb
別名	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10946
GeneID	10946
免疫原	ヒトSF3A3 (Q12874) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12874
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	保冷剤