

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Sf3B1モノクローナル抗体 - O75533

商品番号: CM0011698



前書き

ヒトSF3B1（U2 snRNPスプライシング因子）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。スプライソソームおよびpre-mRNAプロセシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3B1 Rabbit mAb
備考/別名	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23451
遺伝子ID	23451
免疫原	合成ペプチド：ヒトSF3B1 (O75533) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
Atlas/Swiss-Prot	O75533
タンパク質分子量	146kDa
配送	アイスパック