

抗SF3B1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O75533

商品番号: CM0023426



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで実証済みのSF3B1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSF3B1（スプライシング因子3Bサブユニット1、約146kDa）を検出します。スプライソソームおよびプレmRNAスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3B1 Rabbit pAb
別名	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23451
GeneID	23451
免疫原	ヒトSF3B1 (NP_001005526.1) のアミノ酸1-144番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75533
タンパク質分子量	146kDa
配送方法	氷袋