

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Sf3B3/Sap130 モノクローナル抗体 - Q15393

商品番号: CM0008427



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗ヒトSF3B3/SAP130モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSF3B3を検出します。スプライシング研究およびスプライセオソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3B3/SAP130 ウサギ mAb
備考/別名	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	23450
GeneID	23450
免疫原	ヒトSF3B3/SAP130 (Q15393) のアミノ酸1101-1217に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主種	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用可能アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15393
タンパク質分子量	136kDa
輸送条件	保冷バッグ