


WbおよびElisa用抗Sf3B4ラビットポリクローナル抗体 - Q15427

商品番号: CM0023810



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みのラビットポリクローナル抗SF3B4抗体。スプライソソーム研究のためにスプライシング因子3Bサブユニット4を標的とします - Q15427。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3B4 Rabbit pAb
備考/別名	AFD1; Hsh49; SAP49; SF3b49; SF3B4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10262
GeneID	10262
免疫原	ヒトSF3B4 (NP_005841.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15427
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋