

WbおよびElisa用 Anti-Sf3B6 ポリクローナル抗体 - Q9Y3B4

商品番号: CM0018042



前書き

SF3B6 ウサギ

pAbは、WBおよびELISA用に検証済みで、ヒトおよびマウスのSF3B6 (14 kDa)を検出します。SF3B6は、スプライソソームの組み立てと分岐部位認識に必須のコアU2 snRNP構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3B6 ウサギ pAb
備考/別名	P14; Ht006; SAP14; SAP14a; SF3B14; CGI-110; HSPC175; SF3B14a; SF3B6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51639
遺伝子ID	51639
免疫原	ヒトSF3B6 (NP_057131.1) のアミノ酸1-125に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y3B4
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ