


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Sfpq モノクローナル抗体 - P23246

商品番号: CM0004430



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証済みの高品質な抗SFPQウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。前駆体mRNAスプライシング、転写調節、DNA修復に関与するスプライシング因子プロリン・グルタミンリッチを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFPQ ウサギ mAb
備考/別名	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
種	ヒト
遺伝子ID	6421
免疫原	ヒトSFPQ (P23246) のアミノ酸600-707に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23246
タンパク質分子量	76kDa
発送	保冷バッグ