


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Sfpqポリクローナル抗体 - P23246

商品番号: CM0013886



前書き

ウサギ由来ヒトSFPQ（PSF）に対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。分子量：76 kDa。スプライシングおよび転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFPQ ウサギ pAb
備考/別名	PSF; POM100; PPP1R140; SFPQ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6421
遺伝子ID	6421
免疫原	ヒトSFPQ (NP_005057.1) のアミノ酸578～707に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23246
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤