

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Sfrp1ウサギポリクローナル抗体 - Q8N474

商品番号: CM0025081

前書き

ヒトおよびマウスにおいて、ウエスタンブロット、IH

C-

P、ELISAで検証済みのSFRP1ウサギポリクローナル抗体。Wntシグナル調節因子である分泌型frizzled関連タンパク質1を標的とし、細胞増殖および分化研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFRP1ウサギpAb
備考/別名	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
種	ヒト
遺伝子ID	6422 (ヒト)
免疫原	ヒトSFRP1 (NP_003003.3) のアミノ酸30-314に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N474
タンパク質分子量	35kDa
輸送	氷袋