

WbおよびElisa用 Anti-Sfrp2 ポリクローナル抗体 - Q96Hf1

商品番号: CM0027405

前書き

ヒトSFRP2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスと交差反応性あり。Wntシグナル伝達および発生生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFRP2 ウサギ pAb
備考/別名	FRP-2; SARPI; SDF-5; SFRP2
種	ヒト
GeneID	6423
免疫原	ヒトSFRP2 (NP_003004.1) のアミノ酸25-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96HF1
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ