

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sfrp4モノクローナル抗体 - Q6Fhj7

商品番号: CM0004919

前書き

ヒトSFRP4 (sFRP-4)
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナリングおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFRP4 Rabbit mAb
備考/別名	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6424
GeneID	6424
免疫原	ヒトSFRP4 (Q6FHJ7) のアミノ酸201-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6FHJ7
タンパク質分子量	40 kDa
配送	アイスバッグ