

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sfrp4ウサギポリクローナル抗体 - Q6Fhj7

商品番号: CM0026254

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用SFRP4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの反応性を確認済み。Wnt経路の調節および骨の発現を調査するための貴重なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFRP4 Rabbit pAb
備考/別名	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6424
GeneID	6424
免疫原	ヒトSFRP4 (NP_003005.2) のアミノ酸19-346に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6FHJ7
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋