

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Sfrp5ウサギポリクローナル抗体 - Q5T4F7

商品番号: CM0021966

前書き

ヒトSFRP5（SARP3、FRP-1b）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。Wntシグナル伝達および発生研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SFRP5 ウサギ pAb
備考/別名	SARP3; SFRP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6425
GeneID	6425
免疫原	ヒトSFRP5（NP_003006.2）のアミノ酸30-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5T4F7
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ