

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sfrs9ウサギポリクローナル抗体 - Q13242

商品番号: CM0013054

前書き

ヒトスプライシング因子SFRS9（SRp30c）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのSFRS9を検出します。選択的スプライシングおよび遺伝子発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFRS9ウサギpAb
備考／別名	SFRS9; SRp30c
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8683
遺伝子ID	8683
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13242
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ