

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sftpa1ポリクローナル抗体 - Q8Iwl2

商品番号: CM0029317

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗SFTPA1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。肺サーファクタント研究、病原体認識研究、および肺胞蛋白症に最適です。自然免疫および肺機能研究のための信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFTPA1 Rabbit pAb
備考/別名	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 beta, SP-A1 delta, SP-A1 gamma, SP-A1 epsilon, SFTPA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	653509
GeneID	653509
免疫原	ヒトSFTPA1 (NP_005402.3) のアミノ酸122-221内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IWL2
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ