

ウエスタンブロット用 抗Sftpa1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q8Iwl2/Q8Iwl1

商品番号: CM0024061

前書き

ヒトSFTPA1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットで検証済み。ラットとの交差反応性あり。肺サーファクタント、自然免疫、呼吸器疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFTPA1 Rabbit pAb
備考/別名	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTP1; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	653509/729238
GeneID	653509/729238
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSFTPA1 (NP_001158116.1) のアミノ酸100-248に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB
交差反応性	ラット
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ