


Wb、If-P、Elisa用 抗Sftpc ウサギモノクローナル抗体 - P11686

商品番号: CM0007062



前書き

ヒト表面活性物質タンパク質C（SFTPC）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。呼吸器疾患研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFTPC ウサギ mAb
備考/別名	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6440
免疫原	ヒト表面活性物質タンパク質C/SP-Cの組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P11686
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷剤