


## 抗Sftpcウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa対応） - P11686

商品番号: CM0020357



### 前書き

ヒトSFTPC（サーファクタントタンパク質C）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC、IF、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、分子量は21kDaです。肺疾患研究およびIVD開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | SFTPC ウサギpAb                                                      |
| 別名         | SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC                     |
| 対象種        | ヒト                                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6440                                                              |
| 遺伝子ID      | 6440                                                              |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトSFTPC (NP_003009.2) のアミノ酸59～197番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                         |
| 応用         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS      | P11686                                                            |
| タンパク質分子量   | 21kDa                                                             |
| 発送         | 氷袋                                                                |